

Curaprox Une gamme anti-paro

Pour la marque Suisse Curaprox, présente en France depuis deux ans, la prophylaxie a un nouvel axe essentiel : l'anti-paro.

Elle propose aux patients une gamme complète d'instruments qui associent un véritable bénéfice, du plaisir et un côté ludique. Atraumatiques, efficaces et acceptés, les soins apportés par ses produits aident à combattre les maladies parodontales et la formation de caries. Sa gamme de bains de bouche à la chlorhexidine ne colore pas les dents et n'altère pas le goût, et ses brosses à dents disponibles en 36 couleurs vives sont munies de 5460 poils en CUREN pour nettoyer le sillon gingival et les dents efficacement et en douceur.

► Plus d'informations : www.curaprox.com



Petits, intuitifs et puissants : deux nouveaux détartreurs Piezon®

Les Piezon® 250 et 150 sont les derniers-nés de la famille EMS pour l'élimination des dépôts durs.

En se basant sur la méthode Piezon® Originale d'EMS, le fabricant promet un confort supérieur

à la moyenne pendant le traitement et une augmentation notable de la productivité avec ces nouvelles unités. EMS

équipe à présent ce groupe de produits de fonctionnalités auparavant réservées aux produits haut de gamme du cabinet dentaire.

Le détartreur dentaire puissant prend la place d'une feuille A5 et est entièrement compatible avec les autres instruments EMS Swiss Instruments.

De plus, des LED illuminent la cavité bucco-dentaire comme la lumière du jour.

Les deux Piezon® présentent des fonctionnalités aux performances identiques. La pièce à main est fine, légère et robuste, tandis que le nouveau module électronique à ultrasons est plus puissant, et donc plus efficace dans l'élimination du tartre.

► Plus d'informations : www.ems-dent.com



Coltene COMPONEER CLASS V

La première facette partielle en composite pour la zone cervicale.

COMPONEER CLASS V est un prolongement du système de restauration par facettes composites COMPONEER destiné à la restauration des dents antérieures.

Les facettes cervicales anatomiques disposent d'un guide de positionnement qui permet une mise en place contrôlée. La pression exercée par la facette sur le composite améliore son adaptation à la dent. Il en résulte également une meilleure adaptation marginale, qui réduit l'accumulation de plaque et évite l'infiltration.

Les facettes servent de matrice pour le placement de la restauration en obtenant une meilleure adaptation marginale. Quatre formes et cinq teintes sont proposées pour une sélection efficace.

► Plus d'informations : www.coltene.com

